





Met ons representatieve en modulaire kastenprogramma kunt u elke opbergbehoefte realiseren. Benut met dit kastensysteem de schaarse laboratoriumruimte economisch. De standaard hoogte is 2015 mm. Met de bovenkasten wordt een hoogte van 2900 mm bereikt. Optioneel kan een bovenaftimmering aangebracht worden, waardoor de kasten stofvrij op het plafond aansluiten.







Open bergkasten

| | | | | |
|---|------|------|------|--|
| breedte (mm) | 450 | 600 | 1200 | |
| diepte (mm) | 475 | 475 | 475 | |
| hoogte (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | |
| bergkast boven open, onder met dubbele deur | | | 7202 |  |
| bergkast boven open, onder met 24 kunststof Gratnell laden | | | 7204 |  |

Bovenkasten

Voor lab archivering, niet direct benodigde verpakte chemicaliën, etc.





De topbergkast voegt een representatieve opbergmogelijkheid toe aan het standaard kastenprogramma. In totaal kan een hoogte van 2900 mm worden bereikt en kan de kastopstelling door middel van een bovenaftimmering stofdicht op het plafond worden aangesloten. De bovenkasten zijn eenvoudig te bereiken met een (additionele) traprail en trap.

| breedte (mm) | 450 | 600 | 1200 | |
|--|--------------------|--------------------|------|---|
| diepte (mm) | 475 | 475 | 475 | |
| hoogte tot (mm) | 885 | 885 | 885 | |
| opzetkast met deur, montagepaneel t.b.v. traprail | 7461 LD 7462 RD | | |  |
| opzetkast met deur, montagepaneel t.b.v. traprail | | 7661 LD 7662 RD | |  |
| opzetkast met dubbele deur, montagepaneel t.b.v. traprail | | | 7262 |  |
| aluminium traprail, aluminium trap | | | |  |

Bergkasten met dichte deuren




Voor opslag van glaswerk, instrumenten en verpakte chemicaliën

De modulaire opbouw (breedte, diepte, hoogte) van dit kastenprogramma maakt het mogelijk om iedere cm² beschikbare laboratoriumruimte op representatieve en economische wijze te benutten. Met een bovenaftimmering kunnen de kasten stofvrij op het plafond worden aangesloten. De kasten zijn geschikt voor de opslag van glaswerk, instrumenten, chemicaliën, etc.

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------|---|
| breedte (mm) | 450 | 600 | 1200 | |
| diepte (mm) | 475 | 475 | 475 | |
| hoogte (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | |
| bergkast met deur | 7471 LD 7472 RD | 7671 LD 7672 RD | |  |
| bergkast boven met deur, onder met 5 laden | 7417 LD 7427 RD | 7617 LD 7627 RD | |  |
| bergkast boven met deur, onder met deur | 7411 LD 7422 RD | 7611 LD 7622 RD | |  |
| bergkast met dubbele deur | | | 7272 |  |

Bergkasten met dichte deuren





Voor opslag van glaswerk, instrumenten en verpakte chemicaliën

| | | | | |
|--|------|------|------|---|
| breedte (mm) | 450 | 600 | 1200 | |
| diepte (mm) | 475 | 475 | 475 | |
| hoogte (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | |
| bergkast boven met dubbele deur, onder met dubbele deur | | | 7222 |  |
| bergkast boven met dubbele deur, onder met 5 laden | | | 7227 |  |
| bergkast boven met dubbele deur, onder met dubbele deur en 24 kunststof Gratnell laden | | | 7224 |  |

Apothekerskasten

Een handige opbergkast met een enorme opbergcapaciteit. De opgeslagen producten zijn eenvoudig toegankelijk.

Deze apothekerskasten vormen niet alleen een goed ogend, maar tevens handig kastenprogramma voor de overzichtelijke opslag van talloze grote en kleine zaken. Door de doordachte opzet zijn opgeslagen goederen eenvoudig toegankelijk. De solide constructie en dito afwerking garanderen een langdurig en gebruikersvriendelijk functioneren.

| breedte (mm) | 450 | 450 | 600 | |
|---|-------|--------|--------------------|---|
| diepte (mm) | 475 | 750 | 475 | |
| hoogte (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | |
| bergkast boven met 2 uittrekladen, onder met deur | | | 7631 LD 7632 RD |  |
| bergkast boven met 2 uittrekladen, onder met 5 laden | | | 7637 |  |
| apothekers uittrekkast | 7433* | 7733** | |  |
| enkele hoge kast met 1 apothekerslade, scheidingschot, legplanken in hoogte verstelbaar | | | 7633*** |  |

* Apothekers uittrekkast 7433. Uittrekelement van 450 mm, voorzien van set uittrekbare telescoopgeleiders, 12 verstelbare legplanken, per zijde 6 stuks, afm. 415 x 169 mm. Legplanken voorzien van aluminium zijopstand. Inwendige kashoogte maximale 1920 mm, romp gemelamineerd spaanplaat in kleur wit, front. Gemelamineerd MDF in kleur wit met metalen draadgreep, maximaal toelaatbaar gewicht per uittrekelement ca. 100 kg, bevestiging op stelplaten vast op vloer en/of wand.





** Apothekers uittrekkast 7733. Deze kast kan niet geïntegreerd worden in kastenwand. Uittrekelement van 450 mm, voorzien van set uittrekbare telescoopgeleiders, 12 verstelbare legplanken, per zijde 6 stuks, afm. 690 x 169 mm. Legplanken voorzien van aluminium zijopstand, inwendige kashoogte maximale 1920 mm, romp gemelamineerd spaanplaat in kleur wit, front. Gemelamineerd MDF in kleur wit met metalen draadgreep, maximaal toelaatbaar gewicht per uittrekelement ca. 100 kg, bevestiging op stelplaten vast op vloer en/of wand.

*** Apothekers uittrekkast 7633. Uittrekelement van 6000 mm, voorzien van set uittrekbare telescoopgeleiders, 12 verstelbare legplanken, per zijde 6 stuks, afm. 412 x 220 mm. Legplanken voorzien van aluminium zijopstand, inwendige kashoogte maximale 1920 mm, romp gemelamineerd spaanplaat in kleur wit, front. Gemelamineerd MDF in kleur wit met metalen draadgreep, maximaal toelaatbaar gewicht per uittrekelement ca. 100 kg, bevestiging op stelplaten vast op vloer en/of wand.

Instrumenten / Vitrinekasten met glas

Voor opslag van instrumenten, modellen, opstellingen, etc.

Opgeruimd staat netjes. De deuren zijn voorzien van grijs getint hardglas en bieden een representatief en duidelijk overzicht op de opgeslagen artikelen. Al naar gelang in combinatie met dichte onderkasten die voorzien zijn van laden of legborden.

| | | | | |
|---|------|--------------------|------|---|
| breedte (mm) | 450 | 600 | 1200 | |
| diepte (mm) | 475 | 475 | 475 | |
| hoogte (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | |
| instrumentenkast | | 7681 LD 7682 RD | |  |
| instrumentenkast met dubbele deur | | | 7282 |  |
| glaskast boven met schuifruitent, onder met 5 laden | | | 7297 |  |
| glaskast boven met schuifruitent, onder met dubbele deur | | | 7292 |  |

Specificaties kasten

| ALGEMEEN | |
|------------------------------|---|
| rompen | gemelamineerd vezelplaat |
| kleur | ijsblauw, wit |
| deuren | 270 graden te openen |
| BOVENKAST | |
| deuren | gemelamineerd vezelplaat, rondom afgeplakt met kantenband |
| handgreep | metalen draadgreep |
| trap | aluminium, hoogte 2220 mm, breedte 400 mm |
| BERGKASTEN MET DICHT DEUREN | |
| fronten van hoge deuren | gemelamineerd MDF |
| handgrepen | metalen draadgreep of weggewerkt aluminium profiel |
| legplanken bij dichte deuren | gemelamineerd vezelplaat, aluminium etiketteringsprofiel tegen doorbuigen |
| handgrepen | metalen draadgreep of weggewerkt aluminium profiel |
| DISPLAYKAST MET GLAS | |
| glazen deuren | grijs getint doorzichtig hardglas |
| fronten van de deuren | gemelamineerd MDF |
| legplanken | gemelamineerd vezelplaat, aluminium etiketteringsprofiel tegen doorbuigen |
| handgrepen | weggewerkt aluminium profiel |
| plint | multiplex met hard plastic beplakt |
| APOTHEKERSKAST | |
| fronten van de deur | gemelamineerd MDF |
| handgrepen | metalen draadgreep |
| legborden | gemelamineerd vezelplaat |
| plint | multiplex met hard plastic beplakt |

Specificaties lade

| ALGEMEEN | |
|------------------------------|---|
| handgrepen | weggewerkt aluminium profiel |
| toelaatbaar gewicht | 20 kg |
| BERGKASTEN MET DICHT DEUREN | |
| laden 600 mm breed | bestaande uit een naadloze kunststof bak, fabrikant Elcoo Systeem 3000 |
| laden 1200 mm breed | Metabox systeem met gemelamineerd vezelplaat voor bodem en achterpaneel |
| DISPLAYKAST MET GLAS | |
| laden 1200 mm breed | Metabox systeem met gemelamineerd vezelplaat voor bodem en achterpaneel |
| APOTHEKERSKAST | |
| uittreklade | uittrekelement met telescoopgeleiders |
| SPECIFICATIES APOTHEKERSLADE | |
| verticale lade | uittrekelement met telescoopgeleiders |
| handgrepen | metalen draadgreep |
| compartimenten inrichting | vaste tussenzijde, totaal 6 verstelbare planken |
| legborden | gemelamineerd vezelplaat |
| montage | bevestiging op stelplaat vast op vloer en/of wand |
| toelaatbaar gewicht | 100 kg |

Kijk voor een virtuele presentatie van onze kasten op www.splusb.nl