



Verantwoord opslaan van gevaarlijke stoffen is niet lastig meer, ook niet als rekening gehouden moet worden met de Arbo-regels. Met proeven voorbereiden is het wenselijk dat alle stoffen binnen handbereik beschikbaar zijn. Gevaarlijke stoffen moeten daarbij veilig opgeborgen kunnen worden. De veiligheidskasten van Asecos bieden hiervoor een veilige en economische oplossing. De veiligheidskasten zijn volledig gecertificeerd, overeenkomstig CPR 15-1, ARAB, CODEX, EN 14470-1. Met de beschikbare interieurs zijn de kasten volledig naar wens in te delen.



SPECIFICATIES BRANDWERENDE VEILIGHEIDSKAST

Breedte	600 of 1200 mm
Diepte	600 mm
Hoogte	1970 mm
Inclusief	3 opvanglegborden en 1 bodemopvangbak

SPECIFICATIES BRANDWERENDE ONDERBOUW VEILIGHEIDSKAST

Breedte	1100 mm
Diepte	550 mm
Hoogte	600 mm
Sokkel hoogte	30 of 65 mm
Inclusief	schuiflade en opvangbak

SPECIFICATIES ALGEMEEN

Constructie-eisen	volgens NEN 2678, TRbF20, getest en goedgekeurd volgens DIN 12925 deel 1
Afwerking buitenkant	poedercoating
Kleur	RAL 7035 (lichtgrijs) of RAL 1004 (signaalgeel)
Deuren	afsluitbaar en voorzien van klembescherming (DBGM-beveiligd) en zelfsluitende deurvastzet inrichting
Lucht	luchttoevoer en luchtafvoer aan de bovenkant van de kast \varnothing 75 mm, diagonale beluchting

Vraag voor meer informatie over modellen en uitvoeringen naar de uitgebreide Asecosfolder.

Kijk voor een virtuele presentatie van onze Asecos kasten op www.splusb.nl