



Het kolomsysteem onderstel voor wandtafels is eveneens een modulair systeem dat alleen met de staanders in contact komt met de vloer. Daarmee is het ideaal voor toepassingen waar hoge eisen gesteld worden aan het reinigen van de vloeren. Het systeem wordt aan de vloer en de wand bevestigd en stelt hieraan enkele specifieke eisen, deze zijn nader gespecificeerd in de documentatie 'kolomsysteem'. Bij het kolomsysteem wordt het tafelframe samengesteld uit kolommen en voor- en achterregels. De optie van het verschuiven van de onderkasten over de volledige tafellengte is ook bij dit systeem aanwezig.



Het kolomsysteem

UITVOERINGEN	wandtafel	wandtafel	wandtafel	eilandtafel
werkhoogte (mm)	zit 780	zit 780	zit 780	zit 780
	sta 930	sta 930	sta 930	sta 930
diepte (mm)	615	750	900	1500
lengte (mm)	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600
	maximaal onbeperkt	maximaal onbeperkt	maximaal onbeperkt	maximaal onbeperkt
vrije ruimte tot de vloer (mm)	zit 680	zit 680	zit 680	zit 680
	sta 830	sta 830	sta 830	sta 830
afstand tussen kolommen	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600	minimaal 600
onderling (mm)	maximaal 1500	maximaal 1500	maximaal 1500	maximaal 1500

SPECIFICATIES	
metaalwerk afwerking	geëpoxeerd staal
frame kleur	licht grijs RAL 7035
type kolomframe constructie	kolom met polypropylene vloerafdichting en voor- en achterregels
voorregel	ergonomisch vorm gegeven t.b.v. zittend werk
kolomframe bevestiging	d.m.v. chemische ankers, 100 mm dikke betonvloer vereist
kolomframe bevestiging aan de wand	gemetselde muur, min. 1 steens of bij holle scheidingswanden voldoende achterhout
draagvermogen	tot 100 kg/m ²
optie I	kunststof vloerslof afgekit op de vloer
optie II	kopspoelunits

Kijk voor een virtuele presentatie van onze tafelsystemen op www.splusb.nl