



Door de gescheiden compartimenten kunnen er zowel logen als zuren verantwoord in deze veiligheidskast worden opgeborgen. Een aansluiting op het afzuigstelsel is verplicht om de veilige werking te garanderen. De deuren zijn afsluitbaar. De compartimenten zijn voorzien van twee uitschuifbare legborden.

Zuren- en logenkast

SPECIFICATIES	
romp	gemelamineerd vezelplaat
kleur	ijsblauw, wit
deuren	gemelamineerd vezelplaat
opvang legborden	4 stuks, PVC, maximum last 20 kg
deuren	2 stuks, elk 270 graden te openen, 2 stuks cilindersloten
plint	multiplex met hard plastic beplakt

UITVOERINGEN		
breedte	mm	600
diepte	mm	475
hoogte	mm	2015
deur opent links	model	7691
deur opent rechts	model	7692
minimale afzuigcapaciteit	m ² /h	80
drukverschil bij 10 x per uur	Pa	50
afzuig aansluitmond PVC	diameter	75

Kijk voor een virtuele presentatie van onze veiligheidskasten op www.splusb.nl